

자동심장충격기 점검일지

소속

소방장비운용자 이전 근무자
 당번 근무자
소방장비 관리자

□ 점검결과

제 품 명				시 리 열 번 호			
점 검 내 용				점 검 결 과			
상 태	청결, 오염상태						
일회용 패드	패드 연결 유 · 무						
	여분 패드 보유 유 · 무						
패 들	청결상태						
	탈착상태						
케이블 및 커넥터	3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터						
	제세동 패들 케이블						
	일회용 피드 케이블, 커넥터						
배터리	충전상태						
	추가 완충 배터리 보유 유 · 무						
일회용품	심전도용 전극						
	기록용지						
작동점검	작동 후 자체점검 이상 유 · 무						
	제세동 기능 이상 유 · 무						
	기록지 출력 이상 유 · 무						
범 례		양호	수리요	수리완료	교환요	교환완료	
		√	△	⊙	X	⊗	

※ 상기 점검항목 외의 적재장비도 외관점검 등 일상점검 수준의 점검 실시
※ 결함·고장 발생 시 소방장비관리시스템에 점검일지를 기록하고 결재 상신
※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 피로한도 초과 및 부식 등 소방활동 및 대원 안전 여부와, 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용 설명서를 참고하여 점검한다.

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]